



OLIDENT
INNOVATION

Kompozytowa REVOlucja

WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE KAŻDEGO PRZYPADKU

OliREVOlucja! Absolutna Kompozytowa



Pacjent z diastemami - sytuacja wyjściowa.



Zamknięcie diastem z zastosowaniem OliREVO, zęby 12, 11 oraz 21, 22.



Nowość

- technologia NANO
- konsystencja WAX-like
- długotrwała estetyka
- pewna rekonstrukcja
- satysfakcja pacjenta
GWARANTOWANA !




OLIREVO


Pierwszy na rynku kompozyt nanohybrydowy, który tak wygodnie i przyjemnie się formuje. Jego konsystencja zwana „WAX-like” pozwala tworzyć niezwykle estetyczne wypełnienia. Właściwości mechaniczne natomiast gwarantują długoterminowość i niezawodność wypełnień.

DŁUGOTERMINOWA ESTETYKA WYPEŁNIEŃ

Dzięki wyjątkowej odporności na ściskanie **OLIREVO** z łatwością znosi wysokie obciążenia zarówno na powierzchni okluzyjnej, jak i w obrębie brzegu siecznego. Natomiast niespotykane mała rozpuszczalność w wodzie (ponad 7 razy mniejsza niż standard ISO) i niski wskaźnik zużywalności materiału **OLIREVO** zapewniają długoterminowy efekt estetyczny wypełnień.



Wskaźnik rozpuszczalności w wodzie OLIREVO jest ponad 7 razy mniejszy niż standard ISO*
*Badania wewnętrzne producenta, Niemcy.



Zużycie abrazyjne wypełnień wykonanych OLIREVO oraz produktów konkurencyjnych (200 000 cykli ~ ok. 1 rok abrazyj)*
*Badania wewnętrzne producenta, Niemcy.

ODPORNOŚĆ NA ŻYCIĘ ABRAZYJNE

W badaniach na zużycie się powierzchni wypełnień **OLIREVO** osiąga jedne z najlepszych rezultatów wśród swoich konkurentów. Powierzchnia wypełnień po 200 tys. cykli wykazuje zużycie na poziomie 38µm. Wypełnienia wykonane materiałem **OLIREVO** są niezwykle trwałe przy jednocześnie zachowanym bezpieczeństwie zębów przeciwstawnych.

KONSYSTENCJA „WAX-like” TO KOMFORT LEKARZA

Niemieccy specjaliści zadbali również o walory użytkowe kompozytu **OLIREVO**, co z pewnością zachwyci wszystkich użytkowników. Wyjątkowa konsystencja „WAX-like” to synonim wygodnej i łatwej pracy podczas opracowywania wypełnień. Materiał nie klei się do narzędzi pozwalając na komfortowe formowanie również bardzo wymagających powierzchni.

WAX like

OLIREVO single / 128 zł brutto

1 strzykawka 4g w dowolnym odcieniu:

Wybrane odcienie dostępne w jednorazowych kapsułkach po 0,3g.

KOLOR	A1	A2	A3	A3.5	A4	OA2	OA3	Bleach BL	B1	B2	D3	Window	Incisal
KOD:	OL 311	OL 312	OL 313	OL 314	OL 328	OL 315	OL 322	OL 394	OL 316	OL 317	OL 320	OL 395	OL 321

OLIREVO set 6 / 689 zł brutto

6 strzykawek 4g w dowolnym odcieniu:

KOD:	OL 376
------	--------

Nowość

OLIREVO Flow single / 48 zł brutto

1 strzykawka 1ml w dowolnym odcieniu:

KOLOR	Blue	A6	White Opaque
KOD:	OL 082	OL 081	OL 083

Nowość

Twój Partner handlowy



Dołącz do nas na Facebook'u

OLIDENT

ul. Christo Botewa 1B
30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502
fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com
www.olident.com



OLIDENT



EN ISO
13485:2012
+AC:2012

