



OLIDENT
LABORATOIRES



EN | DE | PL

DENTAL BURS



**European
Funds**
Smart Growth



**Republic
of Poland**

European Union
European Regional
Development Fund



OLIDENT

EN

OLIDENT is a fast growing company, focused on supplying dentists with the highest quality products. During more than 22 years on the market, Olident has come a long way from a small company with a regional reach, up to today's figure, operating all over the country and abroad. Network representatives and cooperating distributors make our products readily available to any dentist at any time.

Our products are used in small practices, large clinics and medical schools - all over the world. However, the best recommendation are thousands of our customers confirming the principle

- high quality doesn't have to be expensive.

DE

OLIDENT eist ein dynamisch wachsendes Unternehmen, das im Jahre 1997 gegründet wurde. Unsere Produkte genießen in der Fachwelt ein erstklassiges Renommee. Ihre herausragende Qualität beweisen sie in der zahnärztlichen Praxis, tagtäglich und weltweit.

Als Hersteller von Medizinprodukten sind wir nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und unterliegen einer strikten Qualitätskontrolle. Die beste Empfehlung für unseren Produkte sind tausende von Kunden die bestätigen,

- dass höchste Qualität nicht teuer sein muss.

PL

OLIDENT to dynamicznie rozwijająca się firma zaopatrująca lekarzy dentystów w produkty o najwyższej jakości. Przez ponad 22 lata swojej obecności na rynku zmieniła się z małej firmy o lokalnym zasięgu w dzisiejszą - obsługującą klientów w całym kraju i za granicą. Rozwinięta sieć przedstawicieli i dystrybutorów zapewnia dostępność oferowanych produktów w każdym gabinecie i o każdej porze.

Nasze produkty używane są zarówno w małych gabinetach, dużych klinikach, jak i na uczelniach medycznych na całym świecie. Naszą najlepszą rekomendacją są tysiące klientów potwierdzających, że:

- wysoka jakość nie musi być droga.





NATURAL DIAMONDS
NATURDIAMANTEN
NATURALNE DIAMENTY



EFFICIENCY AND DURABILITY
ROBUSTHEIT UND EFFEKTIVITÄT
EFEKTYWNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

- adequate quantity, size and sharp edges
- separate nickel base for each layer
- adäquate Menge, Größe und scharfe Kanten
- eigene Nickel-Ummantelung für jede Diamanten-Lage
- odpowiednia ilość, rozmiar i ostrość cięcia
- osobny płaszcz niklowy dla każdej warstwy

- best cutting performance and durability
- precise and constant cutting efficiency
- die beste Schnitt- und Widerstandfähigkeit
- präzise und konstante Schnittleistung
- najlepsza skuteczność i trwałość
- precyzyjna i stała jakość cięcia

HIGH QUALITY SHANK
STIFTE VON ALLERHÖCHSTER QUALITÄT
WYSOKA JAKOŚĆ UCHWYTU



ABSOLUTE STABILITY
ABSOLUTE STABILITÄT
ABSOLUTNA STABILNOŚĆ

- constant diameter along the entire length
- special smoothing layer
- made of stainless steel
- konstante Durchmesser auf der ganzen Stiftlänge
- spezielle Glättungsschicht
- aus Edelstahl gefertigt
- stała średnica na całej długości
- specjalna warstwa wygładzająca
- wykonane ze stali nierdzewnej

- stable at high speed handpiece
- increased adhesion of diamonds
- resistant to acids and alkalis
- stabil in hoch rotierenden Endstücken
- steigende Adhäsion der Diamanten
- Säure- und Laugenbeständig
- stabilne w szybkoobrotowych końcówkach
- zwiększona adhezja diamentów
- odporne na działanie kwasów i zasad

COATING CONTROL
DIE DIAMANTIERUNG-KONTROLLE
KONTROLA POKRYWY DIAMENTOWEJ



COMFORT AND SAFETY
KOMFORT UND ARBEITSSICHERHEIT
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

- coating process dependent on the drill's shape
- double balance control (before and after application of diamonds)
- bohrergestalt-abhängiger Diamantierung-Prozess
- doppelte Auswuchtungskontrolle (vor- und nach dem Diamantierung-Prozess)
- indywidualny proces nakładania warstw w zależności od kształtu wiertła
- podwójna kontrola wyważenia (przed i po aplikacji diamentów)

- lower working temperature
- less prone to clogging
- eliminated vibrations
- niedrigere Arbeitstemperatur
- niedrigere Verstopfungsgefahr
- eliminiert die Vibrationen
- niższa temperatura pracy
- mniej wrażliwe na zapychanie
- eliminacja wibracji

CONTENTS | INHALT | SPIS TREŚCI

ORDER PLACING DETAILS	6 - 7
Bestellungsablauf Składanie zamówień	
TRIPLE-LAYER DIAMOND BURS	9 - 12
Diamantbohrer in 3-Lagen Diamantierung Wiertła 3-warstwowe PREMIUM	
DOUBLE-LAYER DIAMOND BURS	13 - 20
Diamantbohrer in 2-Lagen Diamantierung Wiertła 2-warstwowe CLASSIC	
ROSEHEAD BURS	21 - 22
Rosenbohrer Różyczki	
CROWN CUTTERS	23 - 24
Kronenschneider Przecinaki do koron	
ORIGNAL BUR SETS	25 - 27
Original-Bohrsätze Autorskie zestawy wiertel	
FINISHING BURS	28 - 30
Finierer Finiry	
POLISHING INSTRUMENTS	31 - 33
Polierinstrumente Instrumenty do polerowania	
SURGERY BURS	34 - 36
Chirurgie-Bohrer Wiertła chirurgiczne	
SPECIAL BURS	37 - 39
Spezial-Bohrer Wiertła specjalne	

DIAMOND GRAIN

DIAMANTKORNGROBEN | ZIARNA DIAMENTÓW



	super coarse super grob super grube	151-213 µm
	coarse grob grube	107-181 µm
	medium mittel średnie	64-126 µm
	fine fein drobne	27-76 µm
	extra fine extra fein bardzo drobne	10-36 µm


FINISHER BLADES

FINIRERSCHNEIDEN | OSTRZA FINIRÓW



	basic basic podstawowe	8-10	blades schneiden ostrzy
	fine fein drobne	12-16	blades schneiden ostrzy
	ultra fine ultra fein bardzo drobne	30	blades schneiden ostrzy

SHANK TYPES AND LENGHTS | SCHAFTARTEN UND DIE LÄNGEN | TYP | DŁUGOŚĆ UCHWYTU



314 FG
ø 1,6 mm | L 19 mm (0.75")




315 FGL
ø 1,6 mm | L 21 mm (0.83")



316 FGXL
ø 1,6 mm | L 25 mm (1.34")




104 HP
ø 2,35 mm | L 44 mm (1.75")



204 RA
ø 2,35 mm | L 22 mm (0.87")



205 RAL
ø 2,35 mm | L 26 mm (1.02")



206 RAXL
ø 2,35 mm | L 34 mm (1.75")



INDICATIONS AND HYGIENE | INDIKATIONEN UND HYGIENE | PRZEZNACZENIE I HIGIENA



Prophylaxis
Prophylaxe
Profilaktyka



Orthodontics
Kieferorthopädie
Ortodoncja



Jaw surgery
Kieferchirurgie
Chirurgia szczękowa



Implantology
Implantologie
Implantologia



Post system
Aufbaustiftsystem
System wkładów korzeniowych



Cavity preparation
Kavitätenpräparation
Preparacja ubytków



Removal of old fillings
Ausbohren alter Füllungen
Usuwanie starych wypełnień



Fillings preparation
Füllungsbearbeitung
Preparacja wypełnień



Crown preparation
Kronenpräparation
Preparacja korony zęba



Crown cutting
Kronentrennung
Cięcie koron



Root canal preparation
Wurzelkanalaufbereitung
Preparacja kanału korzeniowego



Inlay/onlay preparation
Inlay/Onlay Präparation
Preparacja pod inlay/onlay



Autoclave at 134°C
Autoclav mit 134°C
Sterylizacja w 134°C



Thermodisinfectant
Thermodesinfektor
Termodezynfekcja



Chemiclave
Chemiclav
Dezynfekcja chemiczna



Disinfectant bath
Desinfektionsbad
Wanienka dezynfekcyjna



Ultrasonics bath
Ultraschallbad
Wanienka ultradźwiękowa



Sterilization at 180°C
Sterilisation mit 180°C
Sterylizacja w 180°C



Single use
Einweg
Jednorazowe

ORDER PLACING DETAILS | BESTELLUNGSABLAUF | SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

- 1 **Choose the shank type**
Wählen Sie die Schaftart
Wybierz typ uchwytu
- 2 **Choose the diameter of the working part**
Wählen Sie den Durchmesser des Arbeitsteils
Wybierz średnicę części pracującej
- 3 **Find the correct OLIDENT's order number**
Finden Sie die richtigen OLIDENT-Bestell-Nr.
Znajdź indywidualny numer zamówienia OLIDENT
- 4 **Decide about the quantity of bur packs**
Entscheiden Sie sich wie viele Verpackungen Sie benötigen.
Zdecyduj o liczbie potrzebnych opakowań

DIAMOND BURS | DIAMANTBOHRER | WIERTŁA DIAMENTOWE

- 1 **Shank type and length**
Schaftart und Länge
Rodzaj i długość uchwytu
- 2 **Diameter and length of the working part**
Durchmesser und Länge des Arbeitsteils
Średnica i długość części pracującej
- 3 **OLIDENT's order number**
OLIDENT- Bestell-Nr.
Indywidualny numer OLIDENT
- 4 **Number of burs per pack**
Anzahl der Bohrer in der Verpackung
Liczba wiertel w opakowaniu

Reference number accord. to ISO
Ref. Nr. nach der ISO-Norm
Numer referencyjny wg ISO

Colour code for diamond grain size
Diamantpartikel-Größe Farb-Kodierung
Kod kolorystyczny wielkości ziaren diamentów

Indications
Indikationen
Przeznaczenie

ISO Ref. No. 806 314 001 ...	FG	L (mm)	Ø (mm)	008	010	012	014	016	018	021	027
		0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,7		
		0501-4	0502-4	0503-4	0504-4	0505-4	0506-4	0507-4	0508-4		
		0500-3	0501-3	0502-3	0503-3	0504-3	0505-3	0506-3	0508-3		

30 - 300.000

TUNGSTEN CARBIDE BURS | HARTMETALLBOHRER | WIERTŁA Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

- 1 **Shank type and length**
Schaftart und Länge
Rodzaj i długość uchwytu
- 2 **Diameter of the working part**
Durchmesser und Länge des Arbeitsteils
Średnica i długość części pracującej
- 3 **OLIDENT's order number**
OLIDENT- Bestell-Nr.
Indywidualny numer OLIDENT
- 4 **Number of burs per pack**
Anzahl der Bohrer in der Verpackung
Liczba wiertel w opakowaniu

Reference number accord. to ISO
Ref. Nr. nach der ISO-Norm
Numer referencyjny wg ISO

Indications
Indikationen
Przeznaczenie

ISO Ref. No. 500 104 001 291...	104 HP	L (mm)	Ø (mm)	014	018	023	027	031
		1,4	1,8	2,3	2,7	3,1		
		C 141 . 104 . 014	C 141 . 104 . 018	C 141 . 104 . 023	C 141 . 104 . 027	C 141 . 104 . 031		

< 4.000

...precision & durability
supported by nature...



TRIPLE-LAYER

PREMIUM DIAMOND BURS

in der Adhäsion-Ummantelung

1°

1st diamond layer in adhesive coat

1te Diamanten-Schicht in der Adhäsion-Ummantelung

pierwsza warstwa diamentów w płaszczu adhezyjnym

2°

2nd diamond layer in adhesive coat

2te Diamanten-Schicht in der Adhäsion-Ummantelung


druga warstwa diamentów w płaszczu adhezyjnym

3°

3rd diamond layer in adhesive coat

3te Diamanten-Schicht in der Adhäsion-Ummantelung

trzecia warstwa diamentów w płaszczu adhezyjnym



smoothing layer for better diamond adhesion

schicht, welche die Adhäsion der Diamanten steigert

warstwa wygładzająca zwiększająca adhezję diamentów

stainless steel shank

Stift aus Edelstahl

uchwyt ze stali nierdzewnej

TRIPLE-LAYER PREMIUM DIAMOND BURS

801

ISO Ref. No. 806 314 **001** ...

FG								
L [mm]	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,7
Ø [mm]	008	010	012	014	016	018	021	027
	0501-4	0502-4	0503-4	0504-4	0505-4			
	0500-3	0501-3	0502-3	0503-3	0504-3	0505-3	0506-3	0508-3

30 - 300.000

801L

ISO Ref. No. 806 315 **001** ...

FGL				
L [mm]	1,1	1,3	1,5	1,8
Ø [mm]	012	014	016	018
	0509-3	0510-3	0511-3	0512-3

30 - 300.000

805

ISO Ref. No. 806 314 **010** ...

FG		
L [mm]	1,5	1,5
Ø [mm]	012	014
	0513-3	0514-3

30 - 300.000

909

ISO Ref. No. 806 314 **068** ...

FG	
L [mm]	1,0
Ø [mm]	037
	0517-3

30 - 300.000

835

ISO Ref. No. 806 314 **109** ...

FG	
L [mm]	4,0
Ø [mm]	010
	0518-3

30 - 300.000

837

ISO Ref. No. 806 314 **111** ...

FG	
L [mm]	8,0
Ø [mm]	016
	0519-4
	0519-3
	0519-2
	0519-1

30 - 300.000

880

ISO Ref. No. 806 314 **140** ...

FG	
L [mm]	6,0
Ø [mm]	014
	0521-4
	0521-3

30 - 300.000

881

ISO Ref. No. 806 314 **141** ...

FG			
L [mm]	8,5	8,5	8,5
Ø [mm]	012	014	016
	0523-4	0524-4	0525-4
	0523-3	0524-3	
	0523-2	0524-2	0525-2
	0523-1		

30 - 300.000

835KR

ISO Ref. No. 806 314 **156** ...

FG	
L [mm]	8,0
Ø [mm]	012
	0526-4
	0526-3

30 - 300.000

837KR

ISO Ref. No. 806 314 **158** ...

FG			
L [mm]	8,0	8,0	8,0
Ø [mm]	010	012	014
	0528-4	0529-4	
	0527-3	0528-3	0529-3
			0529-2
	0527-1	0528-1	0529-1

30 - 300.000



852

ISO Ref. No. 806 314 161 ...		
FG		
L [mm]	6,0	
Ø [mm]	012	
	0530-4	
	0530-3	
	0530-2	

858

ISO Ref. No. 806 314 165 ...		
FG		
L [mm]	8,0	
Ø [mm]	014	
	0531-4	
	0531-3	
	0531-2	

859

ISO Ref. No. 806 314 166 ...			
FG			
L [mm]	10,0	10,0	
Ø [mm]	010	018	
	0532-4	0533-4	
	0532-2	0533-2	

848

ISO Ref. No. 806 314 173 ...		
FG		
L [mm]	10,0	
Ø [mm]	014	
	0534-4	

855

ISO Ref. No. 806 314 197 ...			
FG			
L [mm]	6,0	6,0	
Ø [mm]	012	014	
	0535-3	0536-3	
		0536-1	

856

ISO Ref. No. 806 314 198 ...				
FG				
L [mm]	8,0			
Ø [mm]	016	018	021	
	0537-4	0538-4	0539-4	
	0537-3	0538-3		
	0537-2	0538-2	0539-2	
	0537-1	0538-1		

850

850

ISO Ref. No. 806 314 **199** ...

FG						
L [mm]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Ø [mm]	010	012	014	016	018	
	0540-4	0541-4	0542-4	0543-4		
	0540-3	0541-3	0542-3	0543-3		
		0541-2	0542-2	0543-2	0544-2	
	0540-1	0541-1	0542-1	0543-1		

ISO 30 - 300.000

830L

ISO Ref. No. 806 314 234 ...		
FG		
L [mm]	5,0	
Ø [mm]	014	
	0546-4	

830

ISO Ref. No. 806 314 238 ...		
FG		
L [mm]	3,0	
Ø [mm]	012	
	0548-4	

TRIPLE-LAYER PREMIUM DIAMOND BURS

863

ISO Ref. No. 806 314 **250** ...

FG			
L [mm]	10,0	10,0	10,0
Ø [mm]	012	014	016
	0550-4	0551-4	0552-4
	0550-3	0551-3	0552-3
	0550-2	0551-2	0552-2
	0550-1	0551-1	0552-1






30 - 300.000

864

ISO Ref. No. 806 314 **251** ...

FG		
L [mm]	11,6	
Ø [mm]	016	
	0553-4	
	0553-3	
	0553-2	






30 - 300.000

368

ISO Ref. No. 806 314 **257** ...

FG		
L [mm]	4,5	5,0
Ø [mm]	018	023
	0554-4	0555-4
	0554-3	0555-3
	0554-2	0555-2
	0554-1	0555-1






30 - 300.000

847

ISO Ref. No. 806 314 **269** ...

FG		
L [mm]	8,0	
Ø [mm]	016	
	0556-4	
	0556-3	
	0556-2	
	0556-1	






30 - 300.000

379

ISO Ref. No. 806 314 **227** ...

FG		
L [mm]	4,5	
Ø [mm]	023	
	0558-4	
	0558-3	
	0558-2	






30 - 300.000

878

ISO Ref. No. 806 314 **289** ...

FG			
L [mm]	8,0	7,5	8,0
Ø [mm]	010	012	014
	0560-4	0561-4	0562-4
	0560-3	0561-3	0562-3
	0560-2	0561-2	0562-2






30 - 300.000

879

ISO Ref. No. 806 314 **290** ...

FG			
L [mm]	10,0	10,0	10,0
Ø [mm]	012	014	016
	0563-4	0564-4	0565-4
	0563-3	0564-3	0565-3
	0563-2	0564-2	0565-2






30 - 300.000

879K

ISO Ref. No. 806 314 **299** ...

FG				
L [mm]	10,0	10,0	10,0	10,0
Ø [mm]	012	014	016	018
	0573-4	0574-4	0575-4	0576-4
	0573-3	0575-3		
	0573-2	0574-2	0575-2	






30 - 300.000

889

ISO Ref. No. 806 314 **540** ...

FG		
L [mm]	3,5	
Ø [mm]	009	
	0578-3	
	0578-2	
	0578-1	






30 - 300.000

845KR


ISO Ref. No. 806 314 **544** ...

FG		
L [mm]	4,0	4,0
Ø [mm]	018	025
	0579-3	0580-3
	0579-1	0580-1






30 - 300.000



DOUBLE-LAYER

CLASSIC DIAMOND BURS

1°

1st diamond layer in adhesive coat

1te Diamanten-Schicht in der Adhäsion-Ummantelung


pierwsza warstwa diamentów w płaszczu adhezyjnym

2°

2nd diamond layer in adhesive coat

2te Diamanten-Schicht in der Adhäsion-Ummantelung

druga warstwa diamentów w płaszczu adhezyjnym



smoothing layer for better diamond adhesion

schicht, welche die Adhäsion der Diamanten steigert

warstwa wygładzająca zwiększająca adhezję diamentów

stainless steel shank

Stift aus Edelstahl

uchwyt ze stali nierdzewnej

DOUBLE-LAYER CLASSIC DIAMOND BURS

801



ISO Ref. No. 806 314 **001** ...

FG									
L [mm]	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,7	3,5
Ø [mm]	008	010	012	014	016	018	021	027	035
		0003-5	0004-5	0005-5	0006-5	0007-5	0008-5		
	0001-4	0003-4	0004-4	0005-4	0006-4	0007-4	0008-4		
	0001-3	0003-3	0004-3	0005-3	0006-3	0007-3	0008-3	0011-3	0013-3
		0003-2	0004-2	0005-2	0006-2	0007-2	0008-2	0011-2	
			0004-1	0005-1	0006-1		0008-1		



30 - 300.000

801L



ISO Ref. No. 806 315 **697** ...

FGL					
L [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1
Ø [mm]	012	014	016	018	021
			0016-5		
	0014-4	0015-4	0016-4	0017-4	0018-4
				0017-3	0018-3



30 - 300.000

802



ISO Ref. No. 806 314 **002** ...

FG		
L [mm]	3,0	3,5
Ø [mm]	012	018
	0024-3	0027-3



30 - 300.000

805



ISO Ref. No. 806 314 **010** ...

FG			
L [mm]	1,5	1,5	1,5
Ø [mm]	012	014	016
	0032-3	0033-3	0034-3



30 - 300.000

899



ISO Ref. No. 806 314 **033** ...

FG		
L [mm]	7,0	
Ø [mm]	027	
	0051-4	
	0051-3	
	0051-2	



30 - 300.000

811



ISO Ref. No. 806 314 **039** ...

FG		
L [mm]	4,5	
Ø [mm]	033	
	0055-4	



30 - 300.000

909



ISO Ref. No. 806 314 **068** ...

FG		
L [mm]	1,0	1,0
Ø [mm]	032	042
	0068-4	0071-4
	0068-3	



30 - 300.000

835



ISO Ref. No. 806 314 **108** ...

FG		
L [mm]	3,0	
Ø [mm]	008	
	0076-4	
	0076-3	



30 - 300.000



835

ISO Ref. No. 806 314 109 ...

FG			
L [mm]	4,0	4,0	4,0
Ø [mm]	010	012	014
	0078-4	0080-4	
	0078-3	0079-3	0080-3
	0078-2	0080-2	



30 - 300.000

836

ISO Ref. No. 806 314 110 ...

FG			
L [mm]	6,0		
Ø [mm]	014		
	0085-4		
	0085-3		
	0085-1		



30 - 300.000

837

ISO Ref. No. 806 314 111 ...

FG			
L [mm]	8,0		
Ø [mm]	016		
	0091-4		
	0091-3		
	0091-2		



30 - 300.000

885

ISO Ref. No. 806 314 130 ...

FG			
L [mm]	8,0	8,0	
Ø [mm]	010	012	
	0100-4	0101-4	
	0100-3	0101-3	



30 - 300.000

886

ISO Ref. No. 806 314 131 ...

FG			
L [mm]	11,0		
Ø [mm]	016		
	0107-5		
	0107-4		
	0107-3		
	0107-2		



30 - 300.000

880

ISO Ref. No. 806 314 140 ...

FG			
L [mm]	6,0	6,5	6,0
Ø [mm]	010	012	014
	0115-4		
	0115-3	0116-3	0117-3



30 - 300.000

881

ISO Ref. No. 806 314 141 ...

FG				
L [mm]	8,5	8,5	8,5	8,5
Ø [mm]	012	014	016	018
	0121-5	0122-5	0123-5	0124-5
	0121-4	0122-4	0123-4	0124-4
	0121-3	0122-3	0123-3	
	0121-2	0122-2	0123-2	
	0121-1	0122-1	0123-1	0124-1



30 - 300.000

836KR

ISO Ref. No. 806 314 157 ...

FG			
L [mm]	6,5	6,5	
Ø [mm]	012	014	
	0137-4	0138-4	
	0137-3	0138-3	



30 - 300.000

837KR

ISO Ref. No. 806 314 158 ...

FG				
L [mm]	8,0	8,0	8,0	8,0
Ø [mm]	010	012	014	016
	0139-4	0140-4	0141-4	0142-4
	0139-3	0140-3	0141-3	
		0140-2	0141-2	



30 - 300.000

DOUBLE-LAYER CLASSIC DIAMOND BURS

852

ISO Ref. No. 806 314 161 ...	
FG	
L [mm]	6,0
Ø [mm]	012
	0146-4
	0146-3
	0146-2
	0146-1



30 - 300.000

858

ISO Ref. No. 806 314 165 ...	
FG	
L [mm]	8,0
Ø [mm]	014
	0155-5
	0155-4
	0155-3
	0155-2
	0155-1



30 - 300.000

859

ISO Ref. No. 806 314 166 ...			
FG			
L [mm]	10,0	10,0	10,0
Ø [mm]	010	016	018
	0158-5	0161-5	0162-5
	0158-4	0161-4	0162-4
	0158-3	0161-3	0162-3
	0158-2	0161-2	0162-2
	0158-1	0161-1	0162-1



30 - 300.000

859L

ISO Ref. No. 806 314 167 ...	
FG	
L [mm]	11,0
Ø [mm]	010
	0164-3
	0164-2



30 - 300.000

848

ISO Ref. No. 806 314 173 ...			
FG			
L [mm]	10,0	10,0	10,0
Ø [mm]	012	014	016
	0182-5	0183-5	0184-5
	0182-4	0183-4	0184-4
	0182-3	0183-3	0184-3
	0182-2	0183-2	0184-2
	0182-1		0184-1



30 - 300.000

855

ISO Ref. No. 806 314 197 ...		
FG		
L [mm]	6,0	6,0
Ø [mm]	012	014
	0199-4	0200-4
	0199-3	0200-3
	0199-2	
	0199-1	



30 - 300.000

856

ISO Ref. No. 806 314 198 ...					
FG					
L [mm]	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Ø [mm]	014	016	018	021	023
	0204-5	0205-5	0206-5	0207-5	0208-5
	0204-4	0205-4	0206-4	0207-4	0208-4
	0204-3	0205-3	0206-3	0207-3	0208-3
	0204-2	0205-2	0206-2	0207-2	0208-2
	0204-1	0205-1	0206-1	0207-1	



30 - 300.000

850

ISO Ref. No. 806 314 199 ...					
FG					
L [mm]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ø [mm]	010	012	014	016	018
	0213-5	0214-5	0215-5	0216-5	
	0212-4	0213-4	0214-4	0215-4	0216-4
	0212-3	0213-3	0214-3	0215-3	0216-3
	0212-2	0213-2	0214-2	0215-2	0216-2
	0213-1	0214-1	0215-1	0216-1	



30 - 300.000



857 

ISO Ref. No. 806 314 **220** ...

FG			
L [mm]	10,0	10,0	10,0
Ø [mm]	012	014	016
	0231-3	0232-3	0233-3

807

ISO Ref. No. 806 314 **225** ...

FG		
L [mm]	5,0	
Ø [mm]	018	
	0241-3	

830L

ISO Ref. No. 806 314 **234** ...

FG		
L [mm]	5,0	
Ø [mm]	016	
	0247-3	

830RL

ISO Ref. No. 806 314 **237** ...

FG		
L [mm]	2,5	2,5
Ø [mm]	008	010
	0251-4	0252-4
	0251-3	0252-3

830

ISO Ref. No. 806 314 **238** ...

FG		
L [mm]	3,0	
Ø [mm]	012	
	0256-4	
	0256-3	

830RL

ISO Ref. No. 806 314 **239** ...

FG			
L [mm]	5,5	5,5	5,5
Ø [mm]	012	014	016
	0260-5	0261-5	0262-5
	0260-4	0261-4	0262-4
	0260-3	0261-3	0262-3
			0262-2
	0260-1	0261-1	

862

ISO Ref. No. 806 314 **249** ...

FG			
L [mm]	8,0	8,0	8,0
Ø [mm]	012	014	016
	0274-5		0276-5
	0274-4	0275-4	0276-4
	0274-3	0275-3	0276-3
	0274-2	0275-2	0276-2
	0274-1	0275-1	0276-1

863

ISO Ref. No. 806 314 **250** ...

FG				
L [mm]	10,0	10,0	10,0	10,0
Ø [mm]	012	014	016	018
	0279-5		0281-5	
	0279-4	0280-4	0281-4	0282-4
	0279-3	0280-3	0281-3	0282-3
	0279-2	0280-2	0281-2	
	0279-1		0281-1	

DOUBLE-LAYER CLASSIC DIAMOND BURS

368



ISO Ref. No. 806 314 **257** ...

FG					
L [mm]	3,5	3,5	4,5	5,0	5,0
Ø [mm]	014	016	018	021	023
		0291-5			0294-5
		0291-4	0292-4	0293-4	0294-4
	0290-3	0291-3	0292-3	0293-3	0294-3
		0291-2	0292-2	0293-2	0294-2
		0291-1	0292-1	0293-1	0294-1




30 - 300.000

369



ISO Ref. No. 806 314 **263** ...

FG	
L [mm]	5,5
Ø [mm]	025
	0295-4
	0295-3
	0295-2




30 - 300.000

847



ISO Ref. No. 806 314 **269** ...

FG	
L [mm]	8,0
Ø [mm]	016
	0296-4
	0296-3
	0296-2
	0296-1




30 - 300.000

379



ISO Ref. No. 806 314 **277** ...

FG			
L [mm]	3,5	5,0	5,0
Ø [mm]	016	018	023
		0303-5	0304-5
	0302-4	0303-4	0304-4
	0302-3	0303-3	0304-3
	0302-2	0303-2	0304-2
		0303-1	0304-1




30 - 300.000

878



ISO Ref. No. 806 314 **289** ...

FG		
L [mm]	8,0	8,0
Ø [mm]	014	018
	0309-4	0311-4
	0309-3	0311-3
	0309-2	0311-2




30 - 300.000

879



ISO Ref. No. 806 314 **290** ...

FG			
L [mm]	10,0	10,0	10,0
Ø [mm]	012	014	016
	0313-5	0314-5	0315-5
	0313-4	0314-4	0315-4
	0313-3	0314-3	0315-3
	0313-2	0314-2	0315-2
		0314-1	




30 - 300.000

878K



ISO Ref. No. 806 314 **298** ...

FG		
L [mm]	8,0	8,0
Ø [mm]	012	014
	0321-4	0322-4
	0321-3	0322-3




30 - 300.000

825



ISO Ref. No. 806 314 **304** ...

FG	
L [mm]	0,9
Ø [mm]	025
	0332-3




30 - 300.000



392



ISO Ref. No. 806 314 463 ...	
FG	
L [mm]	1,5
Ø [mm]	025
	0334-3



30 - 300.000

392



ISO Ref. No. 806 314 465 ...	
FG	
L [mm]	5,0
Ø [mm]	016
	0335-3
	0335-2



30 - 300.000

833R



ISO Ref. No. 806 314 466 ...		
FG		
L [mm]	4,5	3,5
Ø [mm]	022	023
	0336-2	0337-2
	0336-1	0337-1



30 - 300.000

833



ISO Ref. No. 806 314 466 ...	
FG	
L [mm]	3,5
Ø [mm]	031
	0338-4
	0338-3
	0338-2



30 - 300.000

370



ISO Ref. No. 806 314 507 ...	
FG	
L [mm]	6,0
Ø [mm]	023
	0340-3
	0340-2



30 - 300.000

889



ISO Ref. No. 806 314 540 ...	
FG	
L [mm]	3,5
Ø [mm]	009
	0342-4
	0342-3
	0342-2



30 - 300.000

801_{Micro}



ISO Ref. No. 806 314 001 ...			
FG			
L [mm]	1,2	1,4	1,6
Ø [mm]	012	014	016
	0355-3	0356-3	0357-3



30 - 300.000

830_{Micro}



ISO Ref. No. 806 314 237 ...		
FG		
L [mm]	2,5	2,5
Ø [mm]	008	010
	0363-3	0364-3
	0363-2	0364-2



30 - 300.000

DOUBLE-LAYER CLASSIC DIAMOND BURS

889 Micro

ISO Ref. No. 806 314 **540** ...

FG		
L [mm]	3,5	3,5
Ø [mm]	007	009
	0369-3	0370-3
	0369-2	0370-2

30 - 300.000

850L Perio

ISO Ref. No. 806 315 **199** ...

FGL		
L [mm]	10,0	
Ø [mm]	012	
	0445-3	

30 - 300.000

831L Perio

ISO Ref. No. 806 205 **268** ...

RAL		
L [mm]	7,0	
Ø [mm]	012	
	0451-3	

30 - 60.000

152

ISO Ref. No. 806 314 **152** ...

FG		
L [mm]	8,0	8,0
Ø [mm]	016	020
	0470-5	0471-5

30 - 300.000

508

ISO Ref. No. 806 314 **508** ...

FG		
L [mm]	8,0	
Ø [mm]	014	
	0472-5	

30 - 300.000

509

ISO Ref. No. 806 314 **509** ...

FG		
L [mm]	8,0	8,0
Ø [mm]	018	020
	0473-5	0474-5
	0473-2	0474-2

30 - 300.000

834

ISO Ref. No. 806 314 **552** ...

FG		
L [mm]	8,0	6,5
Ø [mm]	016	018
T [mm]	0,3	0,4
	0491-4	0491-4
	0490-3	0491-3


30 - 300.000

868A ConTip

ISO Ref. No. 806 314 **560** ...

FG		
L [mm]	7,0	
Ø [mm]	018	
T [mm]	0,4	
	0493-4	
	0493-3	

30 - 300.000



ROSEHEAD BURS

TUNGSTEN CARBIDE



S

Fin on the head's top supports efficient cavity preparation

Flosse auf dem oberen Teil des Kopfes sorgt für effektive Präparation

Płetwa na szczycie główki wspomaga efektywną preparację ubytku

X

Cross-cuts on the sides reduce the heat

Kreuzverzahnung mindert Wärmeentwicklungseffekt

Boczne nacięcia krzyżowe redukują wytwarzanie ciepła

N

Super thin neck for a perfect eye control

Schlanker Stift-Hals sichert perfekte Sicht-Kontrolle

Super wąska szyjka zapewnia idealną kontrolę wzrokową

ROSEHEAD BURS TUNGSTEN CARBIDE

C1N



ISO Ref. No. 500 204 001 **006** ...

RA								
L [mm]	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	008	010	012	014	016	018	021	023
	LC1.204.008	LC1.204.010	LC1.204.012	LC1.204.014	LC1.204.016	LC1.204.018	LC1.204.021	LC1.204.023

ISO Ref. No. 500 314 001 **006** ...

FG								
L [mm]		1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]		010	012	014	016	018	021	023
		LC1.314.010	LC1.314.012	LC1.314.014	LC1.314.016	LC1.314.018	LC1.314.021	LC1.314.023




RA ϕ <20.000

FG ϕ <300.000


C1SXN



ISO Ref. No. 500 204 697 **009** ...

RA							
L [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	010	012	014	016	018	021	023
	LC1SXN.204.010	LC1SXN.204.012	LC1SXN.204.014	LC1SXN.204.016	LC1SXN.204.018	LC1SXN.204.021	LC1SXN.204.023

ISO Ref. No. 500 205 697 **009** ...

RAL							
L [mm]	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
Ø [mm]	010	012	014	016	018	021	023
	LC1SXN.205.010	LC1SXN.205.012	LC1SXN.205.014	LC1SXN.205.016	LC1SXN.205.018	LC1SXN.205.021	LC1SXN.205.023



ϕ <20.000



CROWN CUTTERS

TUNGSTEN CARBIDE BURS



All-in-One

Revolutionary 'monolit' carbide bur for cutting porcelain, cement and metal. Provides a fast and effective vibration-free work and eliminates risk of the cutting part fracture.

Revolutionärer, aus einem Hartmetallstück gefertigter Bohrer, ist für Porzellan-, Zement- und Metallschneiden in einem Schritt am besten geeignet. Gewährleistet schnelle, effektive und vibrationslose Arbeit, eliminiert das Bruch-Risiko des Schneideteils.

Rewolucyjny monolit do cięcia porcelany, metalu i cementu. Zapewnia szybką i efektywną pracę bez wibracji oraz eliminuje ryzyko odłamania się części pracującej.

CROWN CUTTERS TUNGSTEN CARBIDE BURS

881



ISO Ref. No. 806 314 141 534 ...	
FG	
L [mm]	8,5
Ø [mm]	016
0480-4	



30 - 300.000

Crowncutter for zircon based ceramic crowns

Kronenschneider für Keramikkronen auf Zirkonbasis

Przecinak do koron pełnoceramicznych na podbudowie cyrkonowej

4MCL



ISO Ref. No. 500 314 194 ...	
FG	
L [mm]	4,0
Ø [mm]	012
C4MCL.314.012	
ISO Ref. No. 500 314 194 ...	
FG	
L [mm]	4,0
Ø [mm]	014
C4MCL.314.014	



<50.000

All-in-One crowncutter (ceramics, metals, composite)

All-in-One-Kronenfräser (Keramik, Metalle, Komposite)

Przecinak All-in-One do koron (ceramika, metale, kompozyt)

21XR



ISO Ref. No. 500 314 137 190 ...	
FG	
L [mm]	4,5
Ø [mm]	012
T21XR.314.012	



<300.000

Crown & bridge cutter (ceramics, metals, titanium) and amalgam remover

Kronen- und Brückenschneider (Keramik, Metalle, Titan) und Amalgamentferner

Przecinak do koron i mostów (ceramika, metale, tytan) oraz usuwania amalgamatu

23XR



ISO Ref. No. 500 314 194 080 012 ...	
FG	
L [mm]	4,5
Ø [mm]	012
T23XR.314.012	



<300.000

Crown & bridge cutter (ceramics, metals, titanium) and amalgam remover

Kronen- und Brückenschneider (Keramik, Metalle, Titan) und Amalgamentferner

Przecinak do koron i mostów (ceramika, metale, tytan) oraz usuwania amalgamatu



ORIGINAL BUR SETS



Creators of selected sets:

Schöpfer ausgewählter Sets:

Twórcy wybranych zestawów:

dr. Jerzy Pytko

prof. dr hab. Stanisław Majewski

prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster

prof. Jerzy Krupiński

dr. n. med. Maciej Żarow

dr. n. med. Piotr Okoński

dr. Yaroslav Melnyk

ORIGINAL BUR SETS

0600 SET



Preparation for inlay/onlay - set acc. dr J. Pytko

Präparation für Inlay / Onlay - Satz nach Dr. J. Pytko

Opracowanie pod inlay/onlay - zestaw wg dr J. Pytko

0601 SET




Preparation for metal based ceramic crown
- set acc. dr J. Pytko

Präparation für Keramikkrone mit Metallunterbau
- Satz nach Dr. J. Pytko

Opracowanie pod koronę ceramiczną na metalu
- zestaw wg dr J. Pytko

0602 SET



Preparation for aesthetic crown

- set acc. prof. S. Majewski and prof. B.W. Loster

Präparation für die ästhetische Krone - Satz
nach Prof. S. Majewski und Prof. B.W. Loster

Opracowanie pod koronę estetyczną - zestaw
wg prof. S. Majewskiego i prof. B.W. Loster

0603 SET



Preparation for glass ceramic crown

Für vollkeramische Kronen aus Silikatkeramiken

Opracowanie pod pełną koronę z ceramiki szklanej

0604 SET




Preparation for zircon based ceramic crown

Präparation für Keramikkrone auf Zirkonbasis

Opracowanie pod pełnoceramiczną koronę
na podbudowie cyrkonowej



0605 SET



Retreatment EndoAccess

- set acc. prof. J. Krupiński and dr M. Żarow

Nachbehandlung EndoAccess

- Satz nach prof. J. Krupiński und Dr. M. Żarow

Retreatment EndoAccess

- zestaw wg prof. J. Krupińskiego i dr M. Żarowa

0606 SET



Preparation for aesthetic crown

- set acc. dr P. Okoński

Präparation für die ästhetische Krone

- Satz nach Dr. P. Okoński

Opracowanie pod koronę estetyczną

- zestaw wg dr P. Okońskiego

0607 SET




Composite finishing set

Bearbeitung von Kompositfüllungen

Opracowanie wypełnień z kompozytu

0608 SET




Preparation for ceramic veneers

- set acc. dr Y. Melnyk

Präparation für die Keramik-Veneers - Satz nach Dr Y. Melnyk

Opracowanie pod licówki

- zestaw wg dr Y. Melnyk



FINISHERS

COMPOSITE FINISHING BURS




SafeTIP

Fin-less top of the head for soft tissue safety

Oberteil Teil des Kopfes ohne Flosse gewährleistet die Sicherheit der Weichgewebe.

Gładki szczyt główki dla bezpieczeństwa tkanek miękkich




DUPLEX

Special finisher with two functions in one - modeling and smoothing dependent on the rotation direction

Spezielle Doppel-Funktion Finieren für rotationsbedingte, völlig kontrollierbare Modellierung oder Glättung.

Specjalny finir dwufunkcyjny - modeluje lub wygładza w zależności od kierunku rotacji

FINISHERS COMPOSITE FINISHING BURS



132



FG	
L [mm]	3,0
Ø [mm]	010
	C 132 . 314 . 008
	C 132F . 314 . 008




◉ <300.000

for vestibular and approximal surfaces

für Vestibularflächen und
Approximalbereichs empfohlen

do powierzchni przedsionkowych
i przestrzeni międzyzębowych



133



FG	
L [mm]	4,0
Ø [mm]	010
	C 133 . 314 . 010
	C 133F . 314 . 010
	C 133UF . 314 . 010




◉ <300.000

for vestibular and approximal surfaces

für Vestibularflächen und
Approximalbereichs empfohlen

do powierzchni przedsionkowych
i przestrzeni międzyzębowych



134



FG	
L [mm]	6,0
Ø [mm]	014
	C 134 . 314 . 014
	C 134F . 314 . 014
	C 134UF . 314 . 014




◉ <300.000

for vestibular and approximal surfaces

für Vestibularflächen und
Approximalbereichs empfohlen

do powierzchni przedsionkowych
i przestrzeni międzyzębowych



135



FG	
L [mm]	9,0
Ø [mm]	014
	C 135 . 314 . 014
	C 135F . 314 . 014
	C 135UF . 314 . 014




◉ <300.000

for vestibular and approximal surfaces

für Vestibularflächen und
Approximalbereichs empfohlen

do powierzchni przedsionkowych
i przestrzeni międzyzębowych



246



FG	
L [mm]	3,6
Ø [mm]	010
	C 246 . 314 . 010




◉ <300.000

for cervical surface and forming cusps

für Zahnhalsbereichs und Höcker-
Gestaltung empfohlen

do powierzchni przyszykowych
i formowania guzków



246D (duplex)



FG	
L [mm]	3,6
Ø [mm]	010
	C 246D . 314 . 010




◉ <160.000

for vestibular and approximal surfaces

Für Vestibularflächen und
Approximalbereichs empfohlen.

do powierzchni przedsionkowych
i przestrzeni międzyzębowych



283

FG	
L [mm]	8,0
Ø [mm]	012
	C 283 . 314 . 012
	C 283 . 314 . 014




◉ <300.000

for vestibular surface and crown
preparation

für Vestibularflächen und
Kronenpräparation empfohlen

do powierzchni przedsionkowych
i preparacji korony



284

FG	
L [mm]	10,0
Ø [mm]	014
	C 284 . 314 . 014



◉ <300.000

for vestibular surface and crown
preparation

für Vestibularflächen und
Kronenpräparation empfohlen

do powierzchni przedsionkowych
i preparacji korony

FINISHERS COMPOSITE FINISHING BURS

379



FG			
L [mm]	3,1	3,5	4,2
Ø [mm]	014	018	023
	C 379 . 314 . 014	C 379 . 314 . 018	C 379 . 314 . 023
			C 379F . 314 . 023
			C 379UF . 314 . 023



• <300.000

for palatal-lingual and occlusal surfaces

für Palatinalflächen und Okklusalfächen empfohlen

do powierzchni podniebienno-językowych i okluzyjnych

379D (duplex)



FG		
L [mm]	4,2	
Ø [mm]	023	
	C 379D . 314 . 023	



• <160.000

for palatal-lingual and occlusal surfaces

für Palatinalflächen und Okklusalfächen empfohlen

do powierzchni podniebienno-językowych i okluzyjnych

379GK 



FG		
L [mm]	3,1	
Ø [mm]	014	
	C 379GK . 314 . 014	



• <300.000

for palatal-lingual and occlusal surfaces

für Palatinalflächen und Okklusalfächen empfohlen

do powierzchni podniebienno-językowych i okluzyjnych

390



FG		
L [mm]	3,5	
Ø [mm]	016	
	C 390 . 314 . 016	
	C 390F . 314 . 016	
	C 390UF . 314 . 016	




• <300.000

for palatal-lingual and occlusal surfaces

für Palatinalflächen und Okklusalfächen empfohlen

do powierzchni podniebienno-językowych i okluzyjnych

46



FG		
L [mm]	3,8	
Ø [mm]	018	
	C 46 . 314 . 018	



• <300.000

for cervical surface and forming cusps

für Zahnhalsbereichs und Höcker-Gestaltung empfohlen

do powierzchni przyszyjkowych i formowania guzków

48L



FG		
L [mm]	8,0	8,0
Ø [mm]	010	012
	C 48L . 314 . 010	C 48L . 314 . 012
		C 48LF . 314 . 012
		C 48LUF . 314 . 012



• <300.000

for vestibular surface and crown preparation

für Vestibularflächen und Kronenpräparation empfohlen

do powierzchni przedsionkowych i preparacji korony

48LD (duplex)



FG		
L [mm]	8,0	
Ø [mm]	012	
	C 48LD . 314 . 012	



• <160.000

for vestibular surface and crown preparation

für Vestibularflächen und Kronenpräparation empfohlen

do powierzchni przedsionkowych i preparacji korony



POLISHING INSTRUMENTS

BRUSHES, FELTS, POLISHERS



UPORAL

Special polishing brushes with water-repellent fibers impregnated with diamond dust or silicon carbide.

Spezialpolierbürsten mit wasserabweisenden Fasern, die mit Diamantstaub oder Siliziumkarbid imprägniert sind.

Specjalne szczotki polerskie z włóknami hydrofobowymi impregnowane pyłem diamentowym lub węglikiem krzemu.

POLISHING INSTRUMENTS BRUSHES, FELTS, POLISHERS



UPORAL C

ISO Ref. No. 653 204 541 492 **070**

L [mm]	-
Ø [mm]	070
	OL769



1.000-3.000

for ptophylaxis and amalgam fillings
impregnated with silicon carbide
no polishing paste needed

zur Prophylaxe und Amalgamfüllungen
mit Siliciumcarbid imprägniert
keine Polierpaste erforderlich

do profilaktyki i wypełnień z amalgamatu
impregnowana węglikiem krzemu
stosować bez pasty polerskiej



UPORAL D

ISO Ref. No. 653 204 541 492 **070**

L [mm]	-
Ø [mm]	070
	OL771



1.000-3.000

for ceramics and composites
impregnated with diamond dust
no polishing paste needed

Keramik und Komposite
mit Diamantstaub imprägniert
keine Polierpaste erforderlich

do ceramiki i kompozytu
impregnowana pyłem diamentowym
stosować bez pasty polerskiej



DIAFIX

ISO Ref. No. 010 204 372 491 **090**

L [mm]	3,0
Ø [mm]	090
	OL773



1.000-3.000

for vestibular surface
impregnated with diamond dust
peppermint flavour

für vestibuläre Oberfläche
mit Diamantstaub imprägniert
Pfefferminzgeschmack

do powierzchni wargowych
impregnowany pyłem diamentowym
miętowy smak



DIAFIX

ISO Ref. No. 010 204 371 491 **090**

L [mm]	1,5
Ø [mm]	090
	OL774



1.000-3.000

for interdental and occlusal surfaces
impregnated with diamond dust
peppermint flavour

für interdentale und okklusale Flächen
mit Diamantstaub imprägniert
Pfefferminzgeschmack

do przestrzeni międzyzębowych
i powierzchni okluzyjnych
impregnowany pyłem diamentowym
miętowy smak



OliCom

ISO Ref. No. 802 204 243 521 050	
L [mm]	10,0
Ø [mm]	050
OL775	



5.000-7.000

for composites and compomers
impregnated with diamond dust
no polishing paste needed

für Komposite und Kompomere
mit Diamantstaub imprägniert
keine Polierpaste erforderlich

do kompozytów i kompomerów
impregnowany pyłem diamentowym
stosować bez pasty polerskiej



OliCom

ISO Ref. No. 802 204 030 521 060	
L [mm]	10,0
Ø [mm]	060
OL776	



5.000-7.000

for composites and compomers
impregnated with diamond dust
no polishing paste needed

für Komposite und Kompomere
mit Diamantstaub imprägniert
keine Polierpaste erforderlich

do kompozytów i kompomerów
impregnowany pyłem diamentowym
stosować bez pasty polerskiej



OliCom

ISO Ref. No. 802 204 303 521 100	
L [mm]	1,0
Ø [mm]	100
OL777	



5.000-7.000

for composites and compomers
impregnated with diamond dust
no polishing paste needed

für Komposite und Kompomere
mit Diamantstaub imprägniert
keine Polierpaste erforderlich

do kompozytów i kompomerów
impregnowany pyłem diamentowym
stosować bez pasty polerskiej



OliCom

ISO Ref. No. 802 204 243 521 030	
L [mm]	6,0
Ø [mm]	030
OL778	



5.000-7.000

for composites and compomers
impregnated with diamond dust
no polishing paste needed

für Komposite und Kompomere
mit Diamantstaub imprägniert
keine Polierpaste erforderlich

do kompozytów i kompomerów
impregnowany pyłem diamentowym
stosować bez pasty polerskiej



SURGERY BURS

TUNGSTEN CARBIDE



CROSS-CUT

Special cross-cut blades for the efficient bone preparation

Spezielle Schneiden mit Kreuzverzahnung für effektive Knochen-Präparation.

Specjalne ostrza nacinane krzyżowo dla efektywnej preparacji kości



C 141 Allport

ISO Ref. No. 500 104 001 **291...**

104 HP					
L [mm]	1,4	1,8	2,3	2,7	3,1
Ø [mm]	014	018	023	027	031
	C 141 . 104 . 014	C 141 . 104 . 018	C 141 . 104 . 023	C 141 . 104 . 027	C 141 . 104 . 031


  

◉ <40.000



C 141A Allport

ISO Ref. No. 500 104 001 **298...**

104 HP			
L [mm]	2,3	2,7	3,1
Ø [mm]	023	027	031
	C 141A . 104 . 023	C 141A . 104 . 027	C 141A . 104 . 031


  

◉ <40.000



C 151 Lindemann

ISO Ref. No. 500 316 199 **336...**

316 FGXL		
L [mm]	11,0	
Ø [mm]	015	
	C 151 . 316 . 015	


  

◉ <100.000



C 161 Lindemann

ISO Ref. No. 500 104 408 **295...**

104 HP		
L [mm]	9,0	
Ø [mm]	016	
	C 161 . 104 . 016	

◉ <40.000




C 162 Lindemann

ISO Ref. No. 500 104 408 **297...**

104 HP		
L [mm]	9,0	
Ø [mm]	016	
	C 162 . 104 . 016	

ISO Ref. No. 500 316 408 **297...**

316 FGXL		
L [mm]	9,0	
Ø [mm]	016	
	C 162 . 316 . 016	

104 HP ◉ <40.000
316 FGXL ◉ <100.000




C 162A Lindemann

ISO Ref. No. 500 104 408 **298...**

104 HP		
L [mm]	9,0	
Ø [mm]	016	
	C 162A . 104 . 016	


ISO Ref. No. 500 316 408 **298...**

316 FGXL		
L [mm]	9,0	
Ø [mm]	016	
	C 162A . 316 . 016	

104 HP ◉ <40.000
316 FGXL ◉ <100.000


SURGERY BURS TUNGSTEN CARBIDE



C 163 Lindemann

ISO Ref. No. 500 104 408 297...	
104 HP	
L [mm]	10,0
Ø [mm]	014
C 163 . 104 . 014	



SPECIAL BURS




BIOceramic

Biocompatible ceramic bur for soft tissue trimming

Biokompatibler Keramikbohrer für weiche Gewebeschnitten

Biokompatybilne wiertło ceramiczne do przycinania tkanek miękkich




Apex drill

Special drill for apex preparation before extraction

Spezialbohrer für die Apex-Vorbereitung vor der Extraktion

Specjalne wiertło do preparacji apexu przed ekstrakcją



249 Ceram Cut


ISO Ref. No. 500 315 164 **015...**

FGL	
L [mm]	5,0
Ø [mm]	015
C 164 . 315 . 015	



● 300.000

for soft tissue trimming
zum Trimmen von Weichgewebe
do preparacji tkanek miękkich



C269GK Endo drill


ISO Ref. No. 500 316 219 **164...**

FGXL	
L [mm]	9,0
Ø [mm]	015
C 269GK . 316 . 015	



● <160.000

for opening and extending the pulp chamber
zum Öffnung und Erweiterung der Pulpakammer
do otwierania i poszerzania komory miazgi



C560 Apex drill


ISO Ref. No. 500 317 196 **336...**

FGXXL	
L [mm]	4,0
Ø [mm]	008
C 560 . 317 . 008	



● <160.000

for apex preparation before extraction
zur Apex- Präparation vor der Extraktion
do przygotowania apeksu do ekstrakcji



C747L Perio drill

ISO Ref. No. 500 206 261 **001...**

RAXL	
L [mm]	5,5
Ø [mm]	010
C 747L . 206 . 010	



● 8.000-12.000

for root planing
for enamel surface smoothing after brackets removal
zum Wurzelglättung
zum Glättung der Schmelzoberfläche nach Entfernung
der Klammern
do wygładzania powierzchni korzenia
do wygładzania szkliwa po zdjęciu zamków ortodontycznych



C758L Perio drill

ISO Ref. No. 500 206 258 **001...**

RAXL	
L [mm]	2,7
Ø [mm]	012
C 758L . 206 . 012	



● 8.000-12.000

for root planing
for enamel surface smoothing after brackets removal
zum Wurzelglättung
zum Glättung der Schmelzoberfläche nach Entfernung
der Klammern
do wygładzania powierzchni korzenia
do wygładzania szkliwa po zdjęciu zamków ortodontycznych



C685 Post drill

ISO Ref. No. 500 205 685 **295...**

RAL		
L [mm]		10,5
Ø [mm]		010
		OL505



800-1.200

finishing drill for root canal preparation
common colour code system for glass posts and drills

Erweiterungsbohrer zur Wurzelkanalaufbereitung
gemeinsames Farbcodesystem für Glasfaserstifte und Bohrer

frez do przygotowania kanału korzeniowego
wspólny system kolorów dla wkładów szklanych i wiertel



C685 Post drill

ISO Ref. No. 500 205 685 **295...**

RAL		
L [mm]		10,5
Ø [mm]		012
		OL506



800-1.200

finishing drill for root canal preparation
common colour code system for glass posts and drills


Erweiterungsbohrer zur Wurzelkanalaufbereitung
gemeinsames Farbcodesystem für Glasfaserstifte und Bohrer

frez do przygotowania kanału korzeniowego
wspólny system kolorów dla wkładów szklanych i wiertel



C685 Post drill

ISO Ref. No. 500 205 685 **295...**

RAL		
L [mm]		10,5
Ø [mm]		014
		OL507



800-1.200

finishing drill for root canal preparation
common colour code system for glass posts and drills


Erweiterungsbohrer zur Wurzelkanalaufbereitung
gemeinsames Farbcodesystem für Glasfaserstifte und Bohrer

frez do przygotowania kanału korzeniowego
wspólny system kolorów dla wkładów szklanych i wiertel



C685 Post drill

ISO Ref. No. 500 205 685 **295...**

RAL		
L [mm]		10,5
Ø [mm]		016
		OL508



800-1.200

finishing drill for root canal preparation
common colour code system for glass posts and drills

Erweiterungsbohrer zur Wurzelkanalaufbereitung
gemeinsames Farbcodesystem für Glasfaserstifte und Bohrer

frez do przygotowania kanału korzeniowego
wspólny system kolorów dla wkładów szklanych i wiertel

...precision & durability
supported by nature...



COLIDENT[®]



 **YouTube**



 **facebook**

IMPRESSION MATERIALS



TEMPORARIES



CORE BUILD-UP



BONDINGS



CEMENTS



COMPOSITES



PROPHYLAXIS





OLIDENT®

www.olident.com